

OLYMPUS[®]


Your Vision, Our Future

Endo**Therapy**[™]

Гемостатический зонд Vicoag

ViCOAG[™]

Оптимальный контакт с тканями для эффективного и наилучшего гемостаза




Одноразовый гемостатический зонд Vicoag обеспечивает надежную остановку кровотечения при помощи технологии биполярной коагуляции



Биполярный спиральный наконечник

- Коагуляция под любым углом

Боковая проекция зонда



Вид наконечника зонда:



Наилучшая жесткость трубки электрода

- Снижает количество перегибов
- Оказывает давление на участок кровотечения
- Легко проходит в канал эндоскопа

Промывочный порт


- Канал для ирригации расположен в центре

Виды коннекторов

- Коаксиальный коннектор (тип «штекер»)
- Контактный фиксированный коннектор (тип «вилка»)



Коаксиальный коннектор (Тип «штекер»)



Контактный фиксированный коннектор (Тип «вилка»)

Свойства						
Модель	Количество в упаковке	Максимальный диаметр рабочего наконечника	Тип коннектора	Промывочный порт	Рабочая длина	Минимальный диаметр рабочего канала эндоскопа
CD-B610LA	1	10 Fr	Штекер	Присутствует	3500 мм	3,7 мм
CD-B612LA			Вилка			
CD-B620LA		7 Fr	Штекер			
CD-B622LA			Вилка			

Электрохирургический генератор / промывочная помпа **ESG-100 / AFU-100**
Компактный и легкий в применении электрохирургический генератор ESG-100 разработан для монополярного и биполярного режимов резки и коагуляции. Конструкция совместима для работы с промывочной помпой AFU-100.

ESG-100 AFU-100

По вопросам приобретения инструмента Вы можете обратиться к представителям в Вашем регионе:

Россия:
– Москва +7 916 757 88 61
– МО и ЦФО +7 916 757 88 74
– Санкт-Петербург и СЗФО +7 981 833 18 68
– ПФО +7 910 108 00 68
– УФО +7 912 659 37 77
– СФО +7 913 793 62 62
– ДФО +7 913 793 62 62

– ЮФО + 7 988 369 97 85
– СКФО + 7 988 369 97 85
Украина: + 380 50 440 55 35
Казахстан: +7 702 741 05 16
Страны СНГ: + 380 44 594 48 01
Также к Вашим услугам телефон горячей линии, звонок бесплатный:

Россия 8 800 200 12 18
Украина 0 800 50 12 18
Казахстан 8 800 200 12 18

По вопросам обучения методике, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 495 735 45 78 доб 1205 или по телефонам горячей линии.