


# X-TRAC

Сачок для извлечения инородных тел и полипов



## Особенности и преимущества

### • Прочная надежная петля

Упрощает захват объекта, предотвращая слипание стенок сачка между собой

### • Слизистая оболочка не прилипает к мешку

Легко переносить в емкость для морфологического исследования

### • Эластичный сачок

С помощью сачка можно собирать объекты небольшого размера, крупные объекты и даже несколько объектов одновременно

### • Защита от острых предметов


Оптимальная изоляция острых инородных тел

### • Специальная перфорация сачка

Биологические жидкости вытекают из сачка через отверстия в его стенках

Для получения подробной информации см. каталог ET Olympus

[www.olympus.eu/et-catalogue](http://www.olympus.eu/et-catalogue)



## Технические характеристики и показания к применению сачка X-TRAC

Название артикула	Код изделия	Количество в упаковке	Диаметр мешка (мм)	Минимальный диаметр рабочего канала (мм)	Рабочая длина (мм)	Тип сачка	Показания к применению	Удаляемые объекты
Сачок для извлечения X-TRAC, 25 мм	E0420200	5	25	2,8	2300	Без перфорации	Гастроскопия Колonosкопия Бронхоскопия	Инородные тела
Сачок для извлечения X-TRAC, 35 мм	E0420201	5	35	2,8	2300	Без перфорации	Гастроскопия Колonosкопия Бронхоскопия	Инородные тела
Сачок для извлечения X-TRAC, перфорированный, 25 мм	E0420202	5	25	2,8	2300	Перфорированный	Гастроскопия Колonosкопия	Полипы
Сачок для извлечения X-TRAC, перфорированный, 35 мм	E0420203	5	35	2,8	2300	Перфорированный	Гастроскопия Колonosкопия	Полипы
Сачок для извлечения X-TRAC, 15 мм	E0420204	5	15	2,0	1600	Без перфорации	Бронхоскопия	Инородные тела, кровь и слизь
Сачок для извлечения X-TRAC, 10 мм	E0420205	5	10	1,2	1200	Без перфорации	Бронхоскопия	Инородные тела, кровь и слизь

### Производитель:

Carmonja® GmbH  
Am Wegmannbichl 4 | 83246 Unterwössen | Germany (Германия)

### Дистрибьютор:

Olympus Europa SE & Co. KG  
Wendenstrasse 14-18 | 20097 Hamburg | Germany (Германия)

Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.