

Под контролем

Клипса Resolution 360™ создана на основе изучения опыта применения клипс предыдущего поколения – Resolution™. Новинка Resolution 360™ - это дополнительные преимущества при проведении эндоскопических процедур, а именно контролируемое вращение, что обеспечивает даже при сложном анатомическом строении более точное размещение, сокращает продолжительность процедуры и повышает ее эффективность.

Зажим Resolution 360™ предназначен:

Для гемостаза:

- слизистых/подслизистых дефектов <3 см,
- кровоточащих язв, артерий < 2 мм, полипов диаметром < 1,5 см, дивертикулов толстой кишки,
- профилактического клипирования для снижения риска позднего кровотечения после резекции дефектов.

В качестве дополнительного метода закрытия перфораций стенок желудочно-кишечного тракта <20 мм при возможности консервативного лечения.

Для эндоскопической маркировки.

Для фиксации еюнального зонда на стенке тонкой кишки.





Экономические и клинические характеристики

Характеристики	Потенциальные преимущества
Вращение в обоих направлениях	<ul style="list-style-type: none"> • Точный контроль вращения для эффективного клипирования, сокращения продолжительности операции и повышения эффективности процедуры.
Свобода выбора	<ul style="list-style-type: none"> • Инновационный дизайн с оплеткой позволяет обеспечить контролируемое клипирование для повышения потенциальной точности и эффективности процедуры. • Возможность самостоятельно контролировать ход операции при вращении инструмента во время позиционирования клипсы.
Построен на платформе Resolution 360™	<ul style="list-style-type: none"> • Клипсы Resolution 360™ имеют надежную историю клинического применения: 11 лет опыта, установлено более 6 миллионов клипс, опубликовано более 220 научных статей по их клиническому применению.
Широкие клинические показания	<ul style="list-style-type: none"> • Больше терапевтических показаний по сравнению с аналогами*, больше возможностей для повышения эффективности процедур.
Тактильная обратная связь	<ul style="list-style-type: none"> • Тактильная обратная связь позволяет подтвердить гемостаз перед окончательным наложением клипс, снижает вероятность использования второй клипсы. • После позиционирования Resolution 360™ надежно фиксируется на месте, обеспечивая улучшенное удержание тканей, что обуславливает меньшее количество повторных госпитализаций и повторных процедур. В рандомизированном проспективном исследовании гемостатического клипирования хронических язв «клипсы Resolution 360™ удерживались на месте значительно дольше», чем аналоги в этом исследовании, при этом не замедляя заживление язв**.
Простота в применении	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие пластиковой оболочки — меньше этапов подготовки к работе.

Артикулы для заказа:

№ заказа	Описание	Штук в упаковке
M00521230	Resolution 360™ Clip 235см	1
M00521231	Resolution 360™ Clip 235см	10
M00521232	Resolution 360™ Clip 235см	20
M00521240	Resolution 360™ Clip 155см	1
M00521241	Resolution 360™ Clip 155см	10
M00521242	Resolution 360™ Clip 155см	20



* Основные аналоги в ЕС: Instinct, QuickClip pro и AGS.

** Jensen DM, Machiacoado GA. Hemoclipping of chronic canine ulcers: a randomized, prospective study of initial deployment success, clip retention rates, and ulcer healing. *Gastrointestinal Endoscopy*, 2009 Nov;70(5):969-75. doi: 10.1016/j.gie.2009.04.052. Epub 2009 Jul 28.

Все упомянутые товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Внимание: Информация предназначена для работников здравоохранения.

Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по применению можно найти на этикетке продукта, поставляемой с каждым устройством.

ENDO-769702-AA

Boston Scientific

Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2020 Корпорация Бостон Сайентифик или ее дочерние компании. Все права защищены.